



ロッキングヒンジ 50099

取扱説明書

この度は、「バイアングルロッキングヒンジ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本製品を正しくお使い下さいますよう、御願い申し上げます。



角度固定用六角ボルト



<取付例>

- 1) 背板と座板に金具を固定してください。
- 2) 角度固定用六角ボルトを緩めると背と座の角度を変える事ができます。
- 3) 角度固定用六角ボルトを締めると角度を固定する事ができます。

昭和貿易株式会社 ヘルスケア営業部

本社 〒550-0002 大阪府西区江戸堀 1-18-27 TEL:06-6441-5612 FAX:06-6444-6006
東京 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-13-5 COI 日本橋本町ビル 8F

TEL:03-5623-5396 FAX:03-5623-5398

<http://www.showa-boeki.co.jp/>