


ヒンジクランプ

取扱説明書

この度は、「ヒンジクランプ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本製品を正しくお使い下さいますよう、御願い申し上げます。



1)パイプの径にあわせてスペーサーを挿入してください

- ・1インチパイプの場合、スペーサーを2枚挿入
- ・7/8インチパイプの場合、スペーサーを4枚挿入



固定用ボルト

2) 固定用ボルトを締め込みパイプに固定してください

<使用例>



昭和貿易株式会社 ヘルスケア営業部

本社 〒550-0002 大阪府西区江戸堀 1-18-27 TEL:06-6441-5612 FAX:06-6444-6006
東京 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-13-5 COI 日本橋本町ビル 8F

TEL:03-5623-5396 FAX:03-5623-5398

<http://www.showa-boeki.co.jp/>